



徐州市检验检测中心

Xuzhou Inspection Testing Center

检定证书

Verification Certificate

证书编号:



Certificate No.

25YL818406822

送检单位 徐州市肿瘤医院
Applicant

计量器具名称 医用超声诊断仪超声源
Instrument

型号规格 LOGIQ E9
Type

出厂编号 082436121152-彩超
Serial No.

制造单位 GE医疗
Manufacture

检定结论 合格(符合A档)
Conclusion

批准人

Approver

陈曦

(检定专用章)
(Verification Stamp)

核验员

Inspector

张峰硕

检定员

Operator

王程

检定日期

Issued date

2025

年

07

月

09

日

有效期至

Valid date to

2026

年

07

月

08

日

计量检定机构授权证书号:(苏)法计(2024)10062号

地址(Addr):江苏省徐州市云龙区商聚路12号

网址(Web Site):http://www.xzzjs.com

电话/传真(Tel/Fax):0516-85601413

邮编(Post Code):221018

Email:xuzhouzhijian@163.com



证书编号：
Certificate No. 25YL818406822

本中心是国家法定计量检定机构，计量授权证书号：(苏)法计(2024)10062号。
This laboratory is national legal metrological verification institute. Authorization certificate No. (2024) 10062.
本次校准所使用的计量标准器具的量值溯源至国家计量基准/测量标准。
The value of the standards measuring instruments used in the calibration is traceable to the national standards/measurement standard.

技术依据/参照的技术文件
Reference document for the Verification
JJG 639-1998《医用超声诊断仪超声源检定规程》

本次检定使用的计量标准
Measurement Standards used in this Verification

名称	测量范围	准确度等级/最大允许误差/不确定度	标准证书编号	有效期至
医用超声诊断仪超声源检定装置	输出声功率：(0~100) mW	±10%	[1998]省量标徐法证字第044号	2027-10-19

主要计量仪器
Main Equipment of Measurement used in the Verification

仪器名称	型号规格	准确度等级/最大允许误差/不确定度	溯源机构名称	证书编号/有效期
毫瓦超声功率计	U90	±10%	江苏省计量科学研究院	Y2024-0072563 2025-07-16
B超仿组织测试体膜	KS107BD	±0.1mm	江苏省计量科学研究院	Y2024-0072564 2025-07-14

检定地点和环境条件
Environmental Condition on the Verification

地点：徐州市肿瘤医院
温度：22.5 °C 湿度：46.8 %RH 其它：/

说明：本证书的结果仅对本次检定仪器有效；
Note: The results are only responsible for the items verified.
本证书未加盖本中心专用章无效；
This certificate will be invalid without official stamp.
未经本中心书面授权，不得部分复制本证书。
This certificate shall not be copied partly without the written approval of the laboratory.



证书编号:

Certificate No. 25YL818406822

检定结果:

Verification Results

外观及一般工作性能:			合格		
仪器档次:	A	探头型号		C1-6	
标称频率:	4.5MHz				
项目	检定结果				
输出强度 (mW/cm ²)	1.2	<10mW/cm ²			
患者漏电流 (uA)	0	<100uA			
探测深度 (mm)	210				
侧、轴向分辨率	靶群深度/mm	30	70	120	160
	轴向/mm	1	1	1	2
	侧向/mm	1	1	3	3
盲区 (mm)	1.9				
几何位置示值误差	纵向	0%	横向	1%	
囊性病灶直径误差	纵向	0%	横向	1%	

以下无数据内容